

ACCENT^{XL}

Dual-layer Thermotherapy



ACCENT^{XL}

Alma Lasers[®]
Wellbeing Through Technology[®]



ACCENT^{XL}

Dual-layer Thermotherapy

Ki ne hallott volna már arról a vendégről aki szeretne megfiatalodni - diéta, edzés, vagy sebészkés nélkül? Most ez a kívánság is valósággá válik az Accent^{XL} egyedülálló többfeladatú Rádió Frekvenciás (RF) berendezésével. A kezelés szinte teljesen fájdalommentes.

Feszíti a bőrt és újraformálja alakját

Az Accent^{XL} feszíti és újraformálja testét a speciális kétrétegű thermoterápiás kezeléssel.

Egyedül az Alma Lasers által gyártott Accent^{XL} egyesíti magában két rádiófrekvenciás üzemmódot. Ezzel a két üzemmóddal és az azokhoz tartozó kezelőfejekkel a testszövet különböző mélységeibe juttatható el a terápiás hő.

Gyorsabb eredmény a nagyobb kezelőfejjel

Az új UniLarge kezelőfejjel nem csak a kezelőfelület növekedik a kétszeresére, hanem a felület által bejuttatott energia is. Ennek köszönhetően a kezelések ideje közel 30%-kal csökken, így ügyfelei is hamarabb látják a kezelés eredményét.

- ▶ A BiPolar kezelőfejjel a bőrfelszín közelében, míg az UniPolar és UniLarge kezelőfejjel a mélyebb rétegeket és a nagyobb területeket kezelhetjük
- ▶ Az új PIXEL^{RF} mikroplazma fejjel heges területeket, striákat és bőrelváltozásokat, míg az új UniForm fejjel egyszerre végzünk RF kezelést és nyirokmasszázst.



UniPolar Kezelőfej

Mélyebben kezel



UniLarge Kezelőfej

Gyorsabban kezel



BiPolar Kezelőfej

Bőrfelszín közelében kezel



PIXEL^{RF} Kezelőfej

Mikroplazmás kezeléshez



UniForm Kezelőfej

RF masszázs kezeléshez

Az IN-MotionTM Technológia megszünteti a fájdalmat

Az IN-Motion Technológia igazi át-törést jelent a kezelt személy komfortérzetében, a kezelés idejében valamint eredményességében.

Miért? Mert a terápiás területen a hőmérséklet folyamatosan emelve a szövetek sérülésének és a fájdalom kialakulásának az esélye lényegesen csökken.

IN-MotionTM

" Az Accent^{XL} az egyik leghatásosabb technológia a nem invazív eljárások között. "

Dr. Steven Bloch

Plasztikai sebész

A Wisconsin-i Egyetem Plasztikai Sebészetének korábbi rezidense

Body by Bloch, Highland Park, IL

Nekünk fontos az Ön sikere és ügyfeleinek elégedettsége

Az Alma Lasers segíti Önt kiadványaival, melyek segítségével vendégeinek is könnyen elmagyarázhatja a kezelés előnyeit és teljes menetét.

Már több mint 100 000 elégedett Accent^{XL} vendégünk van

Az Accent^{XL} előnyei

Vendégeinek	Önnek
Nincs fájdalom	Könnyű kezelhetőség
Nem invazív, nem hámlaszt	Nincs fogyóeszköz és anyag
Nincs szükség érzéstelenítésre	Később is fejleszthető berendezés
Kézzelfogható eredmény minden bőrtípus és életkor esetén is	Igen magas elégedettség mind vendégeinek mind Önnek
A testfelület bármely részén alkalmazható, ahol a bőr rugalmassága és feszsége fontos	Az év teljes egészében eredményesen használható kezelés
A megkezdett kezelés folyamatosan, szünet nélkül végezhető	Az öregedésből adódó rugalmasság elvesztése, napfény okozta elasztózis, plasztikai műtét utáni utókezelés esetén eredményesen alkalmazható
Feszesebb, újraformált bőr kevesebb ránc és szarkaláb	

Az Accent^{XL} a 2006-os Laser & Light Technology díjazottjai között a " Legígéretesebb Új Kozmetikai Technológia " díját nyerte.




Az Accent^{XL} működése


Az Accent^{XL} folyamatosan melegíti fel a bőrt és a mélyebb rétegeket, mellyel feszesíti és átfurmálja azt a teljes keresztmetszetében.

- ▶ A kollagén szálak összehúzódnak és egyben megtöbbszöröződnek, segítve a rugalmasság helyreállítását.
- ▶ A szétesett kötőszövetek újra összekapcsolódnak így a test visszanyeri eredeti alakját.
- ▶ A nyirok-keringés fokozásával segíti a felgyülemlett folyadék eltávolítását a szövetek közül, csökkentve ezzel az ödémás területeket.

Közelebbről: Kollagén átrendeződés



Kezelés előtt: Ultrahangos felvétel a páciens hasi területéről az Accent^{XL} kezelés előtt. A kötőszövet töredezett és szétcsúszott, struktúrája rendezetlen képet mutat.



Kezelés után: 15 nappal a kezelés (5 héten keresztül, heti 2 alkalommal) után a páciens bőre alatti felső zsírréteg mintegy 33% százalékkal csökkent. A mély zsírszöveti réteget folyamatos réteg választja el. A kötőszövetek egyenes vízszintes elrendeződést mutatnak, a kollagén szálak is megtöbbszöröződtek.

Minden bőrtípusra és korosztály részére

Az Accent^{XL} a teljes testfelületen alkalmazható, függetlenül a vendég korától vagy bőrtípusától. Más RF rendszerekkel ellentétben az Accent^{XL} hatékonyan kezeli a ráncos, szarkalábas részeket, gyakorlatilag fájdalommentesen és folyamatosan.

Az Accent^{XL} platform a későbbiekben folyamatosan fejleszhető az újabb fejlesztésű kezelőfejekkel és programokkal.



Kezelés előtt

Dr. Yaron Assaf engedélyével



Kezelés után



Kezelés előtt

Dr. Ilan Karavani engedélyével



Kezelés után



Kezelés előtt


Dr. Ramon H. Rosado engedélyével



Kezelés után

Hatékony kezelés, gyors megtérülés

- ▶ Az AccentXL bizonyítottan hatásos kezelés mely gyors megtérülést biztosít a kozmetikai szalonoknak, wellness központoknak és plasztikai sebészeteknek.
- ▶ Az AccentXL kezelését könnyű elsajátítani. Nincs szükség a kezelésekhöz helyi vagy általános érzéstelenítésre, nincs fogyó elektróda vagy kopó alkatrész. A befektetésének gyors megtérülése biztosítja, hogy magasabb profitot érheszen el.



Forrás: Millenium Research Group, 2006

Műszaki adatok

RF Teljesítmény	300W (+/- 5%) teljesítményig
RF Kezelőfejek	UniPolar, UniLarge, BiPolar, UniForm, PIXEL ^{RF}
RF Frekvencia	40.68 MHz (+/- 2kHz)
Hálózati csatlakozás	208-240V AC, 50 Hz, 2.5A 100-120V AC, 50/60 Hz, 5A
Teljes tömeg	50 kg
Befoglaló méretek	54 x 44 x 97 cm

A SONARMED-ről az Alma Lasers hivatalos forgalmazójáról

A SONARMED Kft. 2004-től a Medison cég kizárólagos forgalmazójaként jelentős szereplője a hazai 3D/4D ultrahangos berendezések piacának. 2007-től az orvosi (Med) részleg mellé létrehoztuk Wellness & Beauty üzletágunkat mellyel az Alma Lasers hivatalos forgalmazói lettünk. Az Alma Lasers termékei között megtalálhatók a legkorszerűbb orvosi és kozmetikai lézeres, villanófényes fényterápiás berendezések valamint rádiófrekvenciás berendezések.

www.almalasers.hu

Magyarország

Nándorfejérvári út 31
Budapest, 1119
Tel: 06 (1) 203-7581
Fax: 06 (1) 205-3959
info@sonarmed.hu

Az Alma Lasers-ről

Az Alma Lasers lézer, fényterápiás és rádiófrekvenciás kozmetikai és orvosi berendezések fejlesztője és gyártója. 1980 óta az Alma Lasers az innovatív technológiák és alkalmazások fejlesztőjeként vezető helyet foglal el a piacon. Az Alma Lasers célkitűzése, hogy moduláris, költséghatékony és nagyteljesítményű professzionális rendszerekkel segítse az alkalmazókat, akik ezzel hatásos, biztonságos és költséghatékony megoldásokat kínálhatnak pácienseiknek.

www.almalasers.com

United States

485 Half Day Road, Suite 100
Buffalo Grove, IL 60089
Phn (224) 377-2000
Fax (224) 377-2050
contact@almalasers.com

Headquarters

14 Halamish Street
Caesarea Industrial Park
Caesarea, Israel 38900
Phn +972-4-627-5357
Fax +972-4-627-5368

©2008 Alma Lasers, Ltd. All rights reserved. Alma Lasers Ltd., its logo, Accent^{XL}, IN-MotionTM, UniPolarTM and UniLargeTM are trademarks of Alma Lasers Ltd. Product specifications are subject to change without notice.

Alma Lasers[®]
Wellbeing Through Technology[®]