

Szeretne többet nyújtani ügyfeleinek? Szeretne kiemelkedni a rivális szalonok tömegéből? Fél attól, hogy a gép amit megvásárol, 1 év után elavul? Megtalálta a megfelelő megoldást! Képzelve el, ha elmondhatná vendégeinek, hogy van egy újfajta lehetőség a fájdalommentes szőrtelenítésre. A legfejlettebb villanófényes technológia, szépségszalonok számára, a Spa SHR™.

A klinikai háttérrel fejlesztett és gyártott Spa SHR egyedülálló tulajdonsága a 3 Hz impulzus ismétlési ráta. Az In-Motion technika és a maximum 950 nm hullámhossz együttesen, áttörést jelent a kozmetikai iparban.

Ennek a technológiai áttörésnek köszönhetően a Spa SHRTM drámaian megváltoztatta az utolsó 15 év fejlesztéseit, egy olyan rendszer biztonságát és kényelmét nyújtva, melyet nem kell évenként lecserélnie ahhoz, hogy a szalonja a legjobbak között maradjon.

Spa SHR

Fényforrás	AFT Villanófény
Pulzus ismétlési ráta	3 Hz
Hűtés	Integrált kontakt hűtés
Elektromos áram	100–120 VAC, 13A, 50/60 Hz 220–240 VAC, 6A, 50/60Hz
Rendszer méretek	55 x 57 x 93 cm 21,6 x 22,5 x 36,6 inch
Tömeg	70 kg (155 lbs)



A Spa RF hivatalos gyártója az izraeli Alma Lasers Ltd. – globális fejlesztője, gyártója és forgalmazója az esztétikai, gyógyászati és spa területeken alkalmazott lézer, fényalapú és rádiófrekvenciás eszközöknek.

Gyártó

Alma Lasers™
Wellbeing Through Technology®

14 Halamish Street, P.O.B 3021
Caesarea, Israel 38900
Tel.: +972 4 627 5357
Fax: +972 4 627 5368
www.almalasers.com
info@almasers.com

Magyarországi képviselő

SONARMED

Sonarmed Kft.
1119 Budapest, Nándorfejérvári út 31.
Tel.: +36 1 203 75 81
Fax: +36 1 205 39 59
www.almalasers.hu vagy www.sonarmed.hu
info@almasers.hu vagy info@sonarmed.hu



SHR
Fejlett
Villanófényes
Technológia

Bőrfiatalítás
Bőrfeszítés

Tartós
szőrtelenítés

In-Motion
fájdalom-
mentes



Szőreltávolítás fájdalom nélkül

A Spa SHR™ szőr- és fájdalommentes eredményt kínál, amely egyenrangú versenytársa az orvosi központokban használt szőrtelenítő gépeknek. Biztonságosan és finoman melegíti fel a szőrtüszőt olyan hőfokra, amely azt károsítja, és megakadályozza annak újranövését, anélkül, hogy a körülötte lévő részek sérülnének, és kellemetlen fájdalmat okozna.

Folyamatos komfortérzetet a kontakt hűtőfejjel

Az SHR™ egy forradalmi kontakt vízűtő fejjel biztosítja, hogy a bőr hámja ne sérüljön. Ez a kontakt vízűtési technológia adja a teljes biztonság és komfortérzetet, melynek segítségével valóban fájdalommentes és hatásos kezelést érhetünk el.

Szőrtelenítés IN-Motion™ technikával

Az SHR™ egyedi, mert a fájdalommentes kezelés folyamatos mozgással történik, egy új, söprögő technikával, ami kiküszöböli azt az általános problémát, hogy kimaradjanak kisebb helyek a kezelendő felületen. Az átfogó kezelés tökéletesen sima lábakat, karokat, hátakat és arcokat ajánl vendégeinek - fájdalom nélkül, mintha csak egy lávaköves masszázst kapnának.

Több ezer elégedett ügyfél

A világ minden táján sok ügyfél elégedett bőre simaságával, melyet fájdalom nélkül ért el a Spa SHR™ technológiájának köszönhetően. Kutató orvosok által kifejlesztett biztonságos, és hatásos technológia, melyet az egész világon használnak már szépségszalonokban.



Hogyan működik a Spa SHRTM

A Spa SHR™ egy szabályozott fény- hőterápiát használ, sajátos (exkluzív) In - Motion™ technikával egyesítve. A tradicionális tartós szőrtelenítő technológiának újszerű tökéletesítése, mely sokkal biztonságosabb és hatásosabb a régebbi technikáknál.

A kulcs: a fokozatos melegítés


Az impulzusok gyors egymás utáni ismétlődése alacsonyabb hullámhosszon, együttesen magas átlagenergiát ad, ezzel érve el sikert a szépségiparban. Ahelyett, hogy egyszerűen kiégeti a szőrszálakat, folyamatosan melegíti fel a szőrtüszőt - kellemetlen érzet nélkül - maximális hatékonyságot tart fenn, bőrégés, károsítás nélkül. Ugyanakkor a Spa SHR™ integrált vízűtési feje teljes komfortérzetet biztosít a kezelés során, így semmilyen fájdalomcsillapítóra nincs szükség.

Minden bőrtípuson hatásos


A Spa SHR™ tartós szőrtelenítője valóban hosszú időre biztosítja a simaságot minden bőrtípuson, a fehér, érzékeny, skandináv típustól az egészen sötét napbarnított bőrig. Ez a széles felhasználás biztosítja a szépségszalonok számára a vendégek széleskörű kiszolgálását.

A fájdalom elmarad - a hatékonyság megmarad


A fájdalommentesség természetesen nem az egyetlen újítás. Klinikai kísérletek kimutatták, hogy már 1-2 alkalom után 70-80%-os eredményt, további kezeléssorozattal pedig teljes hatékonyságot értek el. Könnyű a kezelhetősége, nincs szükség drága krémekre, igen költséghatékony.



Kezelés közben



Kezelés közben




Kezelés után



Az **IN-Motion™** technológia elsöpri a fájdalmat

Az IN-Motion™ technológia áttörést jelent az ügyfelek komfortérzetében, a kezelés gyorságában, és a folyamatosan hatékony kezeléseknél. Miért? Mert együtt használja a kontakt hűtést a folyamatos melegítéssel fenntartva a terápiás hőmérsékletet, anélkül hogy bármilyen sérülést vagy fájdalmat okozna a bőrön.





Az ügyfél felmérések megmutatják, hogy a Spa SHR™ készüléket azok a páciensek választják, akiknek alacsony a fájdalomtűrő küszöbük. Segít leküzdeni a szőrtelenítés nyújtotta fájdalom miatti félelmet.

Bővülő vendégkör

Ezzel az egyedülállóan komfortos, biztonságos és hatékony hármas kombinációval sokkal több vendéget vonz szalonjába, mint valaha.

A befektetése gyors megtérülést hoz maga után, mialatt a vendégköre is bővül.

Ráadásul a Spa SHR további 3 kezelőfejjel is bővíthető, így végezhet bőrfiatalítást, bőrfeszítést, és kezelhet enyhe akne bőrproblémákat is.

„Minden kozmetikusom szereti a Spa SHR™ előnyeit, melyet a vendégeknek nyújthatnak. Könnyű elsajátítani a kezelését, teljes biztonsággal tudják használni mind a sóprógetó, mind az álló, step-by-step technikával. A vendégeink pedig szeretik a kellemes meleget adó masszázst.”

Erin Patane, Neo Skin Spa



Patients often can't believe how effective Spa SHR™ is—without pain.

A Spa SHR™ előnyei

- fájdalommentes, tartós szőrtelenítés
- minden bőrtípuson hatásos
- hosszan tartó, gyors, megbízható eredmény
- könnyű kezelhetőség, előre programozott paraméterekkel
- nem használ drága fogyóeszközt, alacsony üzemi költség
- integrált kontakt vízűtéses fejek
- kutatóorvosok által fejlesztett és tesztelt rendszer

Előtte



Utána



Photos Courtesy: Mira Volvovsky M.D., Class Clinic, Sheba Medical Center, Israel



Photos Courtesy: Michael Shohat, M.D., Tel Aviv, Israel