

## Bőrfeszítés és ránctalanítás hőkezeléssel.

A SPA rádiófrekvenciás készülék feszesíti a bőrt, csökkenti a cellulitot, és formába hozza a testét egy speciális, többrétegű hőterápiás eljárással.

A SPA RF rendszer terápiás hőkezelést alkalmaz változtatható testszöveti mélységben, mely fokozza a bőr feszeségét és rugalmasságát, csökkenti a cellulitot, és karcsúbb, tónusosabb megjelenést biztosít.

## Gyakorlatilag fájdalommentes – mint egy lávaköves masszázs

A SPA RF készülék megfiatalítja a bőr szerkezetét és ellenálló képességét egy exkluzív ún. in-motion eljárás segítségével. Mindezt egy gyors, biztonságos és gyakorlatilag fájdalommentes kezeléssel. Az ügyfelek szerint olyan komfortérzetet nyújt, mint egy lávaköves masszázs.

## Teljes komfortérzet, élenjáró technológia


A SPA RF egy orvosok által is elismert csúcstechnológiát használ. Ez az eljárás, rendkívül biztonságos, hatékony és élenjáró választás. Vendégei ellazultan kényelemben helyezhetik magukat a rövid kezelések alatt. Az elért eredmények önmagukért beszélnek.




## Hogyan működik a SPA RF technológia

A SPA RF egy úttörő, felső kategóriás eljárás, mely fokozatosan melegíti fel a bőr egyes rétegeit, hogy feszesítse és újraformázza a kollagént és a kötőszöveteket, mind a felszíni, mind a mélyebb bőrrétegekben. A kollagén az, amely puhaságot és fiatalságot sugároz bőrreink.


**Kezelés előtt:** A kollagén rostok szétszórtak, kiterjedt folyadékkal és zsírsejtekkel.




**A kezelés alatt:** Mély, bőrszöveti hőkezelést alkalmazunk a kezelőfejjel, söprögető technikával.



**Kezelés után:** A kollagén rostok összehúzódtak és új kollagénrostok termelődtek, a bőr rugalmasabb, feszesebb. A keringés élénkül, a megrekedt folyadék és zsír elfolyik a szövetekből, csökkentve annak térfogatát.



## Közelebbről: Kollagén újrendeződés



Photos: H. Angeles, Pedregal

**Kezelés előtt:**

Ultrahang kép a kezelt területről. Észrevehető, hogy a kollagén rostok kiterjedtek és rendezetlenek.



Photos: H. Angeles, Pedregal

**Kezelés után:**

15 nappal az 5., kéthetente esedékes kezelés után. A zsírréteg elvékonyodott. A kollagén rostok újrakapcsolódtak és közelebb kerültek a **felszínhez**.

Az **IN-Motion™** technológiával a fájdalom a múlté.


Az In-motion technológia hűtött rádiófrekvenciás fejjel áttörést jelent az ügyfelek komfortérzete, a kezelés gyorsasága és hatékonysága terén. A kezelés során fokozatosan érjük el a célzott terápiás hőmérsékletet. Biztosítja a felsőbb bőrrétegek védelmét az irritáció és a fájdalom kockázatának minimalizálásával.



„A kezeléseket olyan ellazítóak voltak, hogy igazából úgy éreztem, mintha masszíroznának. A különbség már néhány kezelés után szembetűnő volt. Újra rám jön a farmerom, amit nem tudtam hordani az első gyermekem születése óta. Nagyszerű érzés karcsúbbnak lenni.”

Elizabeth van Buren





## Egyszerű kezelések, megbízható eredmény

A előre programozott kezelési beállítások a színes, felhasználó-barát érintőképernyőn választhatók ki. A SPA RF készülékkel kezelést végző ügyfelünk ezért minden alkalommal optimális eredményt tud nyújtani. A készülék használatánál már csak a súlya könnyebb. Egyszerűen mozgatható egyik helyiségből a másikba, vagy akár több helyszín közt is.

## Nyújtson különlegeset

A SPA RF készülék megkülönböztető előnyt nyújt szalonja számára. Szinte mindenki szeretné valamely testrészét szebbé formálni. A SPA RF készülékkel egy egészen új ügyfélkört tud megcélózni, ezáltal befektetése igen rövid idő alatt megtérül. Más testformáló berendezésekkel ellentétben a SPA RF drága olajok és kezelőgélek használata nélkül is egész évben hatékony és megfizethető.

## Elégedett páciensek világszerte

- Több tízezer kezelés az egyéni adottságok és igények szerint
- Rendkívül magas ügyfél elégedettség
- Bizonyított hatások az előírt kezelési programok alkalmazásával
- A kellemes kezeléseket követően a vendégek zavartalanul folytathatják napi tevékenységüket

„Amikor szakemberek a legjobb rádiófrekvenciás készülékről kérdezik a véleményem, mindig a SPA RF készüléket javaslom, az élenjáró technológia és a megbízható eredmények miatt.”

Amber Brown, M.D.,  
Cosmetic Care Medical Clinic, Canada



## Biztonságos minden korban, bármely bőrtípusra.

Minden ügyfele profitálhat a Spa RF készülék használatából, tekintet nélkül a korra, bőrtípusra, vagy bőrszínre. A készülék ajánlott mindenki számára, aki szeretné:

- A cellulit csökkentését
- Testvonalai kiemelését
- Teste újraformálását
- Feszesebb bőrt
- Karcsúbbá tenni a combját / csípőjét


Látványos eredmények már a legelső kezelést követően.

Előtte



Photos Courtesy: Clinica Varon, Buenos Aires, Argentina

Utána



Előtte



Photos Courtesy: DepiLight, Mexico City, Mexico


Utána



Photos Courtesy: John Jairo Hoyos Delgado, Medicina Y Cirugia Estetica ,Medellin, Colombia



Photos Courtesy: John Jairo Hoyos Delgado, Medicina Y Cirugia Estetica ,Medellin, Colombia



Spa RF

Itt a forradalmian új lehetőség, hogy centiket veszítsen  
diéta, megerőltető gyakorlatok vagy sebészi beavatkozás nélkül.

Spa RF-nek hívják. A Spa RF egy hihetetlen technológiai áttörés, mely növekvő hőenergiát használ a cellulit kezelésére, a test újraformálására, és a vonalak kiemelésére.

A Spa RF rádiófrekvenciás energiát használ, melyet gyógyászati területeken évtizedek óta biztonságosan alkalmaznak. A Spa RF a tradicionális rádiófrekvenciát egy lépéssel továbbfejlesztette, élenjáró technológiája révén rendkívül megbízható eredményeket produkál.

Néhány, gyakorlatilag fájdalommentes kezelés karcsú és feszes testtel fogja megajándékozni az Ön ügyfelét.

Kimeneti teljesítmény	max. 200 Watt
RF alkalmazás	Unilarge, Bipolar
Hűtés	Beépített hűtő rendszer
Kijelző	Színes, érintő képernyő
Elektromos áram	10-230 VAC, 50/60 Hz, Egyfázisú

Rendszer méretek:	
Kocsival	44 cm széles x 63 cm mély x 75 cm magas

Tömegadatok:	
Készülék és koci együtt	28 kg
Készülék	16,5 kg
Kocsi	11,5 kg



A Spa RF hivatalos gyártója az izraeli Alma Lasers Ltd. – globális fejlesztője, gyártója és forgalmazója az esztétikai, gyógyászati és spa területeken alkalmazott lézer, fényalapú és rádiófrekvenciás eszközöknek.

Gyártó

**Alma** Lasers™  
Wellbeing Through Technology®

14 Halamish Street, P.O.B 3021  
Caesarea, Israel 38900  
Tel.: +972 4 627 5357  
Fax: +972 4 627 5368  
www.almalasers.com  
info@almalasers.com

Magyarországi képviselő

**SONARMED**

Sonarmed Kft.  
1119 Budapest, Nándorfejérvári út 31.  
Tel.: +36 1 203 75 81  
Fax: +36 1 205 39 59  
www.almalasers.hu vagy www.sonarmed.hu  
info@almalasers.hu vagy info@sonarmed.hu

RF  
Technológia

Cellulit  
Kezelés

Bőrfeszítés

Testformálás