

245 Ft



SZEPSEG®

magazin

2008. IX. évfolyam 4. szám

SZEPSEG



IL MAKIAGE
PROFESSIONAL
MAKE UP



Tel.: 06-20-277-2777

Spa RF



Rádiófrekvenciás zsírbontó, cellulitisz kezelő és bőrfeszítő készülékek

- unipoláris és bipoláris technika
- hűtött, könnyű kezelőfejek
- 40,68 MHz-es frekvencia
- minden egyes kezelés után látható eredmény
- In Motion technika a fájdalommentes kezeléshez
- Pixel RF kezelőfej a hegek és stria eltüntetéséhez

ACCENT^{XL}



Kezelés előtt



Kezelés után



Kezelés előtt



Kezelés után

SOPRANO^{XL}

Lézerdiódás szőrtelenítő készülék



Kezelés előtt



Kezelés után

- akár 10 Hz pulzus ismétlődési frekvencia
- 810 nm hullámhossz
- akár 120 J/cm² teljesítménysűrűség
- HR és SHR üzemmódok
- fájdalommentes az SHR „In Motion” technikának köszönhetően
- hűtött kezelőfej
- alkalmazható minden bőr- és szőrtípushoz
- nem igényel különleges, drága fogyóeszközöket
- korlátlan impulzusszám

Forgalmazza:

Sonarmed Kft.

1119 Budapest, Nándorfejérvári út 31.

+36 (1) 203 75 81 ; www.almalasers.hu; www.sonarmed.hu

